

 آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی	سیستم مدیریت کیفیت Quality Management System	تاریخ: ۹۴/۱/۲۶ کد: PA/L/751/004/01 صفحه: ۱ از ۱
	فهرست آزمایشات بخش پاتولوژی	

ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	مدت زمان جوابدهی (روز)	شرایط نگهداری	انتقال نمونه از بیرون	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۵	CISH	-	بلوک پارافینی	-	یکبار در هفته	10-12	نگهداری در دمای نسبتاً خنک	بلوک پارافین	خیر
۶	Consultation	-	بلوک پارافینی لام نمونه های بافتی	-	هر روز	تلفن شود	نگهداری در دمای نسبتاً خنک محافظ از شکستن در فرمالین ۱۰٪ در دمای اتاق	بلوک پارافینی لام نمونه های بافتی	خیر
۱	IHC		بلوک های پارافینی و اسلایدهای سیتولوژی	-	هر روز	8	نگهداری در دمای نسبتاً خنک	بلوک های پارافین	خیر
۲	Medical Cytology	Conventional + E prep	همه نوع مایعات بدن	نمونه های سیتولوژی ادرار حداقل 80cc	هر روز	7	تا ۲ هفته در یخچال با محلول نگهدارنده	نمونه های مایع بلافاصله ارسال شود و فوری در جریان کار قرار گیرد.	خیر
۳	PAP smear	Conventional + E prep	اسمیر از سلول های دهانه رحم	-	هر روز	7	LBC تا ۲ هفته در یخچال	دریافت لامهای فیکس شده یا مایع LBC	خیر
۴	Pathology		نمونه های بافتی	-	هر روز	7	در فرمالین ۱۰٪ و در دمای اتاق	در فرمالین ۱۰٪ و در ظرف درب دار غیر قابل نشت	خیر